

## ★ 管架（盒）系列

- 产品以优质材料制造，可耐受121℃高压灭菌不变形。
- 设计合理，易清洗，耐腐蚀、坚固耐用。
- 各种款式，色彩，适合多种规格的试管、离心管配套，能够满足不同实验室的需要。



## ★ 移液器架



LA12001

LA12002

LA12003

LA12004

## ● 移液器架类规格参数

货号	品名	产品规格	包装规格	每箱数量（只）
LA12001	组合式移液器架	双面斜挂	1只/盒×40盒	40
LA12002	组合式移液器架	—	1只/盒×40盒	40
LA12003	梯形移液器架	—	2只/盒×16盒	32
LA12004	多用（移液器）架	—	1只/盒×12盒	12

备注：LA12004可放多种移液器，刻度吸管，血沉管，可高温高压消毒。

## ★ 吸管架、试管架



LA12005

LA12006

LA12007

LA12008


LA12009

## ● 吸管架类规格参数

货号	品名	产品规格	包装规格	每箱数量（只）
LA12005	圆盘吸管架	—	1只/盒×60盒	60
LA12006	梯形吸管架	—	1只/盒×60盒	60

## ● 试管架类规格参数

货号	品名	产品规格	包装规格	每箱数量（只）
LA12007	组合式试管架	Φ13×50孔	1只/盒×50盒	50
LA12008	多功能试管架	Φ(12-18)×50孔	1只/盒×30盒	30
LA12009	多功能试管架	Φ(12-16)×50孔	1只/盒×25盒	25



LA12010 - LA12012

LA12013 - LA12015

• 规格参数

货号	品名	产品规格	包装规格	每箱数量(只)
LA12010	连体试管架	Φ13×50孔	1只/盒×60盒	60
LA12011	连体试管架	Φ16×50孔	1只/盒×48盒	48
LA12012	连体试管架	Φ22×40孔	1只/盒×40盒	40
LA12013	网格试管架	Φ13×90孔	5只/袋×10袋	50
LA12014	网格试管架	Φ16×60孔	5只/袋×10袋	50
LA12015	网格试管架	Φ20×40孔	5只/袋×10袋	50

★ 吸头盒



LA12016

LA12017

LA12018

LA12019

LA12020

• 规格参数

货号	品名	产品规格	包装规格	每箱数量(只)
LA12016	吸头盒	1000ul×60孔	100只	100
LA12017	吸头盒	200ul×96孔	140只	140
LA12018	吸头盒	10ul×96孔	140只	140
LA12019	吸头盒	1000ul×100孔	100只	100
LA12020	吸头盒	5ml×28孔	80只	80
LA12021	吸头盒	5ml×48孔	60只	60

## ★ 离心管盒



LA12022

LA12023

LA12024



LA12025

LA12026


LA12027

LA12028

## • 规格参数

货号	品名	产品规格	包装规格	每箱数量（只）
LA12022	离心管盒	0.2ml×96孔	360只	360
LA12023	离心管盒	0.5ml×72孔	160只	160
LA12024	离心管盒	1.5ml×96孔	50只	50
LA12025	离心管盒	1.5ml×50孔	160只	160
LA12026	离心管盒	1.5ml×72孔	160只	160
LA12027	离心管盒	1.5ml×100孔	80只	80
LA12028	离心管盒	5ml×32孔	80只	80

## ★ PCR工作台、离心管架



LA12029

LA12030

LA12031

LA12032

LA12033

LA12034

## • 规格参数

货号	品名	产品规格	包装规格	每箱数量（只）
LA12029	PCR工作台	0.2ml×24孔,0.5ml×24孔,1.5ml×24孔	48只	48
LA12030	离心管双面架	96孔×0.5ml/96孔×1.5ml	180只	180
LA12031	离心管双面架	60孔×0.5ml/60孔×1.5ml	240只	240
LA12032	多用离心管架	可放0.5-50ml离心管	80只	80
LA12033	多用离心管架（组合式/可拆）	15ml×30孔,50ml×20孔	100只	100
LA12034	多用离心管架（组合式/可拆）	15ml×18孔,50ml×10孔	100只	100

## ★ 冷冻管盒



LA12035、LA12036

LA12037、LA12038

LA12039、LA12040



LA12041

LA12042

LA12043

货号	品名	产品规格	包装规格	每箱数量(只)
LA12035	冷冻管盒	1.8ml×50孔	180只	180
LA12036	冷冻管盒	1.8ml×50孔 盖上印刷格子	180只	180
LA12037	冷冻管盒	1.8ml×81孔	150只	150
LA12038	冷冻管盒	1.8ml×81孔 盖上印刷格子	150只	150
LA12039	冷冻管盒	1.8ml×100孔	120只	120
LA12040	冷冻管盒	1.8ml×100孔 盖上印刷格子	120只	120
LA12041	冷冻管盒	5ml×36孔	100只	100
LA12042	冷冻管盒	5ml×36孔 盖上印刷格子	100只	100
LA12043	冷冻管盒	1.8ml×25孔	100只	100

## ★ 血沉台(架)



LA12045

LA12047

### 血沉检测架主要特点及注意事项

- 与魏氏血沉法相比, 有较好的兼容性。
- 从标本采集到检测全过程, 均为密闭式操作, 安全可靠, 无生物污染。
- 10个标本操作通道, 可同时检测。
- 30分钟出结果, 读数简便、快捷。
- 血沉架应放置在平稳操作台上, 并通过底板调节旋钮, 调整水平方可操作。
- 血沉管沉降过程应垂直, 倾斜角度不得超过3°, 避免检测数据偏差大。
- 室温环境20°C±5°C, 检测时间为30分钟。

货号	品名	产品规格	包装规格	每箱数量(只)
LA12044	血球沉降台	5孔	18只/箱	18
LA12045	血球沉降台	6孔	18只/箱	18
LA12046	血球沉降台	10孔	18只/箱	18
LA12047	血沉检测架	10孔	1只/盒×20盒	20